



Porfyrin 1, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu: 2603549
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi porfyrinovou metodou, 2 - 210 µg/L Cu.

Technické údaje

Číslo metody:	8143
Název metody:	Porfyrin
Parameter:	Měď
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	50 - 100
Velikost balení:	100 /pk

Potřebné příslušenství

- Měď, maskovací reagencie, polštářky s práškem, 10 mL, bal./100 ks (Item 2603449)
- Porfyrin 2, reagencie, polštářky s práškem (Item 2603649)