



Porfyrin 2, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

2603649

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi porfyrinovou metodou, 2 - 210 µg/L Cu.

Pro stanovení mědi porfyrinovou metodou. Metoda Hach 8143 Rozsah: 2 - 210 µg/L Cu. Velikost vzorku: 10 mL Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Název metody:	Porfyrin
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	50 - 100
Velikost balení:	100 /pk