



Jodid draselný, polštářky s práškem, pro testovací soupravy a laboratorní metody, 100 ks

Kat. číslo produktu:

107799

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagentie v zatavených sáččích pro stanovení celkového chloru laboratorní titrací sadou reagentií pro chlor (kapková titrace).

Reagentie pro několik jodometrických titračních metod. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Číslo metody:	8161
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Rozsah merania:	Různé
Veľkosť balenia:	100 /pk