



Reagencie DPD na stanovenie voľného chlóru, kyvetový test Test 'N Tube, 50 ks Voľný chlór, kyvetový test Test 'N Tube, 0,09 - 5,00 mg/l Cl₂

Kat. číslo produktu:

2105545

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Reagenčné vialky obsahujú vopred odmeranú reagenciu DPD optimalizovanú na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov merania a jednoduchú manipuláciu. TNT = Kyvetový test Test 'N Tube

Na stanovenie voľného chlóru pomocou metódy DPD. Reagenčné vialky obsahujú vopred odmeranú reagenciu DPD. Rozsah: 0,09 – 5,00 mg/l vo forme Cl₂. Objem vzorky: 10 ml, balenie 50 vialiek.

Produkty typu Test 'N Tube ponúkajú bezpečné a praktické analýzy

Sady s 16-mm vialkami obsahujú všetky reagencie pre analýzu.

Jednoduché objednanie

Balenie obsahuje všetky potrebné reagencie a vialky.

Technické údaje

Číslo metódy:	10102
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	50
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Špeciálna poznámka:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.
Veľkosť balenia:	50 /1 balení