



súprava kvapalných reagensí na stanovenie chlóru, 0,02 - 2,00 mg/l Cl₂

Kat. číslo produktu:

HPT310

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Technické údaje

Číslo metódy:	Roztok činidla
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C
Popis:	Voľný / celkový chlór
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Špeciálna poznámka:	na vyhodnotenie sa vyžadujú 1-palcové kruhové kyvety
Standardní metoda:	ISO 7393-2