



Chlor volný, polštářky s práškem, DPD (50 ks/1 balení)

Kat. číslo produktu:

2197846

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro použití se soupravami pro vizuální testy pro stanovení chloru, až do 3,5 mg/L Cl₂. Pro vzorek 5 mL.

Technické údaje

Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlor, volný
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Rozsah merania:	5 mL