



DPD na stanovenie celkového chlóru, náhradná náplň do dávkovača Swiftest

Kat. číslo produktu:

2105660

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Náhradné činidlo pre dávkovač reagensí na stanovenie celkového chlóru pomocou metódy DPD, 0,02 - 2,00 mg/l Cl₂.

Přibližně 250 testů.

Technické údaje

Číslo metódy:	8167
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, celkový
Platforma:	Swiftest
Počet testov:	250
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno