



Reagencia na stanovenie voľného chlóru, ACCUVAC, DPD

Kat. číslo produktu:

2502025

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampulky obsahujú presné množstvo reagentu na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie voľného chlóru, 0,02 – 2,00 mg/l Cl₂.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rýchle výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtete - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentů nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	10126
Název metody:	DPD
Parameter:	Chlór voľný, oxid chloričitý
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	25 /pk