



Sada činidel pro stanovení křemíku, 1 - 100 mg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2244300

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení obsahu oxidu křemičitého, silikomolybdenanová metoda. Pro 25mL vzorek. 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8185
Názov metody:	Silikomolybdenan
Parameter:	Oxid křemičitý
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Prístroj:	DR/3000, DR/2000, DR/890
Rozsah merania:	1 - 100 mg/L SiO ₂
Špeciálne funkcie:	HR, 25 mL