



## Kyselina citronová, roztok reagencie pro rychlý test s roztoky (Rapid Liquid), oxid křemičitý, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2254249

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení velmi nízkého rozsahu oxidu křemičitého, 3 - 1 000 µg/L SiO<sub>2</sub>, metoda s heteropolymerovou modří.

---

### Technické údaje

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Číslo metody:    | 8282                                |
| Název metody:    | Heteropolymerová modř, Rapid Liquid |
| Parameter:       | Oxid křemičitý                      |
| Platforma:       | Roztok                              |
| Počet testů:     | 250                                 |
| Velikost balení: | 500 mL                              |

---

### Potřebné příslušenství

- Roztok reagencie, molybdenan 3, 500 mL (Item 199549)
- Aminokyselina F, ředící rozpouštědlo, pro rychlý test s roztoky (Rapid Liquid), oxid křemičitý, 475 mL (Item 2353011)
- Prášková reagencie, aminokyselina F, rychlý test s roztoky (Rapid Liquid), oxid křemičitý, 55 g (Item 2651155)