



COD TNT, 0 – 40 mg/l O₂

Kat. číslo produktu:

2415851

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov merania a jednoduchú manipuláciu. TNT = Kyvetový test Test 'N Tube

Technické údaje

Číslo metódy:	8000
Názov metódy:	Dichróman
Parameter:	CHSK
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 1 kyveta potrebná pre blank
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíka
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,7 - 40 mg/L O ₂
Špeciálna poznámka:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.