



CHSK TNT, bez ortuti, 0 - 1 500 mg/l O₂

Kat. číslo produktu: 2345952
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Kyvetový test Test 'N Tube

Technické údaje

Číslo metódy:	8000
Názov metódy:	Dichrómanový bez ortuti
Parameter:	CHSK
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 (1 kyveta potrebná pre blank)
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíka
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0 - 1500 mg/L O ₂
Špeciálna poznámka:	16 mm kyveta HACH, nie je použiteľná pre DR2700/ DR2800 / DR3800 / DR5000