



Rozpuštěný kyslík, reagentie 3, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

98799

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagentie v zatavených sáččích pro stanovení celkového chloru, chromu, glutaraldehydu a siřičitanů.

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou titrační metodou. Velikost vzorku: 60 mL. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Číslo metody:	8211
Názov metody:	Winkler
Parameter:	Chlor, chrom, rozpuštěný kyslík, siřičitany
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Rozsah merania:	Více rozsahů
Veľkosť balenia:	100 /pk