



Fenol, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

87299

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení fenolů, 0,002 - 0,200 mg/L.

Technické údaje

Názov metódy:	4-aminoantipyrin
Parameter:	Fenoly
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	50
Veľkosť balenia:	100 balení