



súprava reagensíí na stanovenie formaldehydu súprava reagensíí na stanovenie formaldehydu, 3 - 500 µg/l CH₂O

Kat. číslo produktu:

2257700

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Na stanovenie formaldehydu kolorimetrickou metódou.

súprava reagensíí na stanovenie formaldehydu - kolorimetrickou metódou MBTH. Nízky rozsah, 3 – 500 ug/l. 100 stanovení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8110
Názov metódy:	MBTH
Parameter:	Formaldehyd
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/800, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	3 - 500 µg/L CH ₂ O