



Reagenčná súprava na stanovenie celkových trihalometánov Plus (THM)

Kat. číslo produktu:

2790800

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Nebezpečné



Skríningový nástroj na optimalizáciu procesov úpravy, na lokalizáciu oblastí s vysokou koncentráciou THM v distribučných systémoch a na stanovenie koncentrácie trihalometánov vo vzorkách pitnej vody.

Na stanovenie celkových trihalometánov pomocou metódy THM Plus[®],[®]. Metóda Hach 10132. Rozsah: 10 – 600 $\mu\text{g/l}$ CHCl_3 . Reagenčná súprava obsahuje: činidlá THM Plus[®],[®] 1, 2, 3 a práškové reagenty THM Plus 4 na 50 - 99 stanovení. Používa sa ako skríningový nástroj na optimalizáciu procesov úpravy, na lokalizáciu oblastí s vysokou koncentráciou THM v distribučných systémoch a na stanovenie koncentrácie trihalometánov vo vzorkách pitnej vody.

Skríning pitnej vody z hľadiska prítomnosti legislatívne regulovaných vedľajších produktov dezinfekcie (DBP).

Súprava THMplus slúži na detekciu trihalometánov a haloacetových kyselín. Agregovaná koncentrácia sa vykazuje ako chloroform v ppb.

Rýchle výsledky

Rýchly skríning viacerých vzoriek a rýchle úpravy systému.

Cenovo efektívne

Lacnejší variant v porovnaní s odosielaním vzoriek do externých laboratórií

Citlivé

Detekčný limit 10 ppb

Technické údaje

Číslo metódy:	10132
Názov metódy:	THM Plus
Parameter:	Trihalometány
Počet testov:	50 - 99
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR 6000, DR/4000, DR 3900, DR 2800, DR 2700, DR/2400
Rozsah merania:	10 - 600 $\mu\text{g/L}$ CHCl_3