



Be Right™



Thyokyanát rtuťnatý, roztok (200 mL)

Kat. číslo produktu:

2212129

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Reagencie

Pro kolorimetrické stanovení chloridů metodou s thyokyanátem rtuťnatým. Rozsah: 0,1 - 25,0 mg/L Cl.

Technické údaje

Číslo metody:	8113
Název metody:	Thyokyanát rtuťnatý
Parameter:	Chloridy
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Velikost balení:	200 mL