



Chloridy, sada reagensií, 10 - 8 000 mg/L Cl

Kat. číslo produktu:

2272600

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení chloridů titrační metodou s digitálním titrátořem s dusičnanem rtuťnatým (metoda Hach 8206). Sada reagensií obsahuje difenylkarbazon, reagentie, polštářky s práškem, dusičnan rtuťnatý, digitální titrátor, náplně.

Technické údaje

Číslo metody:	8206
Název metody:	Dusičnan rtuťnatý, titrace
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	100
Rozsah měření:	10 - 8 000 mg/L Cl ⁻