



CyaniVer 5, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1404169

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro 25mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8027
Název metody:	Pyridin-pyrazalon
Parameter:	Kyanidy
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Velikost balení:	100 /pk

Potřebné příslušenství

- CyaniVer 3, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks (Item 1403969)
- CyaniVer 4, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks (Item 1404099)