



CyaniVer 5, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, 10 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2107069

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro 10mL vzorek.

Pro stanovení kyanidů metodou pyridin-pyrazalon. Pro přístroje vyžadující vzorek 10 mL.

Technické údaje

Názov metódy:	Pyridin-pyrazalon
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk