



Štandardný roztok kyseliny sírovej, 0,100 N, 1 l

Kat. číslo produktu:

20253

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na byretovú acidobázickú titráciu, stanovenie spotreby chlóru a potenciálu vytvárania trihalometánu.

Technické údaje

Číslo metódy:	8289 (zásada)
Koncentrácia:	0,100 N
Objem / Veľkosť balenia:	1 L
Parameter:	odlišuje sa
Platforma:	Roztok
Popis:	Štandardný roztok kyseliny sírovej, 0,100 N, 1 l
Rozsah merania:	10 - 100