



Štandard kontroly kvality so zmiešanými parametrami (500 ml)

Kat. číslo produktu: 2833249
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Štandard kontroly kvality (anorganické látky vo výstupnej odpadovej vode) pre amoniak, dusičnany, fosfáty, COD, sírany a TOC.

Štandardný roztok obsahuje nasledujúce koncentrácie: amoniak 2,0 mg/l $\text{NH}_3\text{-N}/2$, 1 mg/l $\text{NH}_4\text{-N}$ dusičnany 4,0 mg/l $\text{NO}_3\text{-N}$ fosforečnany 2,0 mg/l PO_4CHSK 25 mg/l O_2 sírany 50 mg/l SO_4 TOC 8 mg/l C

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

<TableBullet/>

Technické údaje

Koncentrácia:	Dusičnany 4 mg/L $\text{NO}_3\text{-N}$
Parameter:	Zmiešané
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Popis:	Anorganické látky v odpadovej vode - odtok z ČOV, štandard kontroly kvality, 500 ml
Veľkosť balenia:	500