



Štandardný roztok chlóru, 50 - 75 mg/l Cl₂

Kat. číslo produktu: 1426810
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandard jedného parametra na zabezpečenie kvality analýzy.

Na kontroly presnosti pri stanovení chlóru. Balenie 16 ks 10 ml ampuliek. Špecifická koncentrácia podľa šarže uvedená na štítku.

Jednoduché kontroly presnosti

Ampule se standardy Voluette a PourRite jsou navrženy tak, aby přímo spolupracovaly s kontrolami přesnosti metodou standardních přídávků v postupech Hach a softwarem fotometrů. Použijte pipetu TenSette k přidání přesných objemů standardu a ke kontrole procenta výtěžnosti, abyste potvrdili analytický výkon systému.

Minimalizácia odpadu

Pro každou kontrolu správnosti otevřete novou ampuli se standardem. Každá ampule obsahuje dostatek standardu pro jednu sadu standardních přídávků.

Spoľahlivé výsledky

Uzavřené ampule zabraňují náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrácia:	50 - 75 mg/L Cl ₂
Parameter:	Chlór
Platforma:	Roztok
Veľkosť balenia:	16 ks ampulí Voluette 10 mL