



Formazínový štandard turbidity, 4000 NTU, 100 mL

Kat. číslo produktu:

246142

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Štandard turbidity sa môže zriediť a použiť s ktorýmkoľvek z turbidimetrov spoločnosti Hach (TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series).

Technické údaje

Koncentrácia:	4 000 NTU
Parameter:	Zákal
Platforma:	Roztok
Veľkosť balenia:	100 mL