



Kalibrační souprava, standardy turbidity Stablcal, přenosný turbidimetr 2100P, láhve 100 mL

Kat. číslo produktu:

2659410

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Čtyři stabilizované formazinové primární standardní roztoky v lahvích, připravené k použití. Souprava obsahuje 100 mL každého roztoku: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.

Technické údaje

Koncentrácia:

< 0,1, 20, 100, 800 NTU

Veľkosť balenia:

sada po 4 kusech