



Kalibrační souprava, standardy turbidity Stablcal, turbidimetr 2100AN / AN IS, láhve 100 mL

Kat. číslo produktu:

2659510

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Stabilizované formazinové primární standardy v láhvích, připravené k použití, sada: <0,1, 20, 200, 1 000, 4 000, 7 500 NTU

Technické údaje

Koncentrácia:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Parameter:	Zákal
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	5 °C až 25 °C
Popis:	Kalibrační souprava STABLCAL pro 2100 AN / AN IS (100 mL, láhev)
Prístroj:	2100 AN / AN IS
Veľkosť balenia:	sada po 6 kusech