



Stablcal Štandard stabilizovaného formazínu pre turbiditu, 1,0 NTU

Kat. číslo produktu:

2659842

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pripravené na použitie, stabilizovaný primárny štandardný roztok formazínu v 100 ml fľaštičke, 1,0 NTU.

Presné, predmiešané roztoky formazínu

Spoločnosť Hach pripravuje štandardy Stablcal v presných koncentraciách a širokom rozsahu koncentrací pomocou patentovanej výrobní technológie, čo umožňuje presnú kalibráciu turbidimetrov.

Založené na primárnych štandardoch formazínu

Stabilizované formazínové štandardy Stablcal obsahujú stejný polymer rozptyľujúci svetlo ako tradičné formazínové primárne štandardy turbidity a majú srovnateľné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetrí čas a prácu

I keďže lze formazínové primárne štandardy pripravovať priamo v laboratóriu, je tento proces pracovne i časove náročný a naředěné štandardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazínu - poskytuje opakovatelné výsledky a šetrí čas a námahu potřebnou na přípravu standardů.

Spolehlivost' výsledkov

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Štandardy Stablcal jsou založené na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrácia: 1 NTU

Platforma: Roztok