



Kalibračná súprava, štandardy turbidity Stablcal, pre turbidimeter 2100N/N IS, 500 mL fľaše

Kat. číslo produktu:

2662100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Päť stabilizovaných roztokov primárneho štandardu formazínu vo fľašiach. Súprava obsahuje 500 mL: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.

Technické údaje

Koncentrácia:

< 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Veľkosť balenia:

súprava po 5 ks