



Štandard turbidity Stablcal, 0,50 NTU, 100 mL

Kat. číslo produktu:

2698042

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Stabilizovaný roztok primárneho štandardu formazínu, 0,50 NTU, 100 mL fľaša.

Presné, vopred pripravené formazínové roztoky

Spoločnosť Hach pripravuje štandardy Stablcal v presných koncentráciách a v širokom rozsahu koncentrácií pomocou patentovanej výrobnéj technológie, umožňujúc tak presné kalibrácie turbidimetrov.

Na báze primárnych formazínových štandardov

Stabilizované formazínové štandardy Stablcal obsahujú rovnaký polymér rozptyľujúci svetlo ako tradičné primárne formazínové štandardy turbidity a majú porovnateľné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetrí čas a prácu

Hoci sa primárne formazínové štandardy dajú pripraviť priamo v laboratóriu, tento proces je náročný a zdĺhavý a zriedené štandardy nie sú stabilné. Stablcal je stabilizovaná verzia formazínu, ktorá poskytuje opakovateľné výsledky, s ktorou ušetríte čas a námahu potrebnú na prípravu štandardov.

Dôvera vo výsledky

Spoločnosť Hach pred viac ako 40 rokmi ako prvá použila formazín ako štandard pre turbiditu v odvetví pitnej vody. Štandardy Stablcal vychádzajú z desaťročí skúseností s meraním turbidity.

Technické údaje

Koncentrácia:	0,5 NTU
Platforma:	Roztok
Veľkosť balenia:	100 mL