



Sekundárna súprava so štandardmi turbidity pre prenosné turbidimetre 2100

Kat. číslo produktu:

2464105

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Súprava obsahuje 1 zatavené vialky, 0 - 10 NTU, 10 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU.

Sekundárna súprava štandardov Gelex, pre prenosné turbidimetre 2100P a 2100Q (vrátane 1 zatavených vialiek, 0 - 10 NTU, 10 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU).

Technické údaje

Veľkosť balenia:

Set of 3