



Súprava sekundárnych gélových štandardov SpecCheck, LR, chlór, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu: 2635300
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pevné gélové štandardy na overenie prístrojov v laboratóriu i v teréne.

Sekundárna súprava štandardov SpecCheck pripravených na použitie obsahuje štyri 10 mL (1 palec) utesnené sklenené kyvety s blankom a tri rôzne štandardy v rámci typického testovacieho rozsahu, pokynov, plastového puzdra a certifikátu analýzy.

Štandardy SpecCheck majú životnosť dva roky od dátumu výroby.

Technické údaje

Koncentrácia:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór
Popis:	Sekundárna súprava gélových štandardov SpecCheck - LR, chlór, DPD
Prístroj:	Vrátane hodnôt pre všetky prístroje
Veľkosť balenia:	súprava 4 vialiek