



Reagencie, polštářky s práškem, NitriVer 3, dusitany, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

1406528

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení dusitanů. Vzorek 25 mL, bal./1 000 ks

Technické údaje

Číslo metody:	8507
Název metody:	Diazotace
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	1000
Popis:	NitriVer 3, dusitany, reagencie, polštářky s práškem, 25 mL
Prístroj:	DR 2000, DR 3000
Rozsah merania:	0,02 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Veľkosť balenia:	1000 /pk