



Amoniak, salicylan - reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

2395366

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení amoniaku, 0,01 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. Vzorek 25 mL, 50 ks.

Technické údaje

Číslo metody:	8155
Název metody:	Salicylan
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	25
Rozsah měření:	0,01 - 0,50 $\text{NH}_3\text{-N}$
Velikost balení:	50 ks v balení