



Kyanurát amoniaku, reagencie, polštářky s práškem, 25 mL, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

2395566

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení amoniaku, 0,01 - 0,50 mg/L NH₃-N. Vzorek 25 mL, 50 ks.

Technické údaje

Číslo metody:	8155
Názov metody:	Salicylan
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	25
Veľkosť balenia:	50 /pk