



NitriVer 2, dusitany, reagencie, polštářky s práškem, 5 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

181369

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení vysokého rozsahu dusitanů (až do 250 mg/L NO₂).

Pro stanovení vysokého rozsahu dusitanů metodou se síranem železnatým. Velikost vzorku: 5 mL. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:	Síran železnatý
Platforma:	Práškové reagencie
Veľkosť balenia:	100 /pk