



NitriVer 3, dusitany, reagencie, polštářky s práškem, 5 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1407899

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení dusitanů metodou diazotace NitriVer 3. Velikost vzorku 5 mL. Pro použití se soupravami pro vizuální testy Hach. Rozsah: Až do 0,5 mg/L NO₂-N.

Technické údaje

Názov metódy:

Diazotace

Platforma:

Práškové reagencie