



ACCUVAC na stanovenie dusitanov, 0,002 - 0,300 mg/l NO₂-N

Kat. číslo produktu: 2512025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2107169

Ampulky ACCUVAC obsahujú presné množstvo reagentie na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie dusitanov metódou diazotácie.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8507
Názov metody:	Diazotácia
Parameter:	Dusitan
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Prístroj:	Všetky okrem vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ -N
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	25 /pk