



Be Right™



Štandardný roztok kyseliny sírovej, 5,25 N, 100 ml

Kat. číslo produktu:

244932

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Používa sa na mineralizácie vzoriek a úpravy hodnôt pH.

Technické údaje

Koncentrácia:	5,25 N
Objem / Veľkosť balenia:	100 mL
Parameter:	odlišuje sa
Platforma:	Roztok
Počet testov:	Varies
Popis:	Štandardný roztok kyseliny sírovej, 5,25 N, 100 ml