



PhosVer 3, fosforečnany, reagencie, polštářky s práškem (bal./100 ks)

Kat. číslo produktu:

220999

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčkích pro stanovení fosforečnanů, metoda s kyselinou askorbovou. Pro vzorek 5 mL.

Technické údaje

Názov metódy:	Kyselina askorbová
Parameter:	Fosforečnany
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk