



Ortofosforečnany, súprava reagensí, 0,23 - 30,00 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2244100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie fosforečnanov aminokyselinovou metódou.

Technické údaje

Číslo metódy:	8178
Názov metódy:	Aminokyseliny
Parameter:	Fosfor
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,23 - 30,00 mg/L PO ₄