



Fosforečnany, reaktívne, TNT, 0,06 - 5,00 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2742545

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Kyvetový test Test 'N Tube 25 – 50 testov.

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všetchny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8048
Názov metódy:	Kyselina askorbová
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 - 50
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Špeciálna poznámka:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.