



Práškové reagencie na stanovenie fosforečnanov, 0,02 - 2,50 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2106028

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie ortofosforečnanov. Pre 10 ml vzorky, 1000 ks.

Technické údaje

Číslo metódy:	8048
Názov metódy:	Kyselina askorbová
Parameter:	Ortofosfát
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	1000
Prístroj:	Všetky okrem DR/820
Rozsah merania:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1000 /pk