



PhosVer ACCUVAC na stanovenie fosforečnanov, 0,02 – 2,50 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2508025

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampulky ACCUVAC obsahujú presné množstvo reagentu na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie reaktívneho fosforu pomocou kyseliny askorbovej. Balenie 25 ks.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagenty. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagenty.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentů nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8048
Název metody:	Kyselina askorbová
Parameter:	Fosfáty
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Přístroj:	Všetky okrem DR/820
Rozsah merania:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Veľkosť balenia:	25 ks