



Dusičnan sodný, 0,5 M, 500 mL, analyzátor 924x

Kat. číslo produktu:	2507149
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Dusičnan sodný, 0,5 M, 500 mL, pro analyzátory sodíku 9245 a 9240

Technické údaje

Koncentrácia:	5 mg/L
Parameter:	Sodium
Podmienky skladovania:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Prístroj:	9245 & 9240
Veľkosť balenia:	500 mL