



Citric Acid / Surfactant Reagent for Silica analysis, 2.9 L

Kat. číslo produktu:

2347003

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Citric Acid / Surfactant Reagent (2.9 L) used in the Series 5000 Silica Analyser.

Technické údaje

Parameter:	Silica
Podmienky skladovania:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Prístroj:	5500sc Silica
Rozsah merania:	N/A
Veľkosť balenia:	2.9 L