



100 - 130 mg/L štandardu chlóru

Kat. číslo produktu:	2835801
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Tento štandard chlóru možno rozriediť na overenie presnosti analyzátora chlóru Cl17 alebo na vytvorenie samostatnej kalibračnej krivky. Samostatná kalibračná krivka nie je pre analyzátor Cl17 za normálnych okolností potrebná. Balenie jednej 20 mL ampulky.

Technické údaje

Podmienky skladovania:	Uchovávať v chlade.
Prístroj:	CL17
Rozsah merania:	neuvedené

Potrebné príslušenstvo

- Ochranné rukavice veľkosti L, modré, nitrilové, bezpráškové, 50 ks (Item SM743L)