



Stabcal Stabilizovaný standardní roztok pro měření turbidity, 40 NTU, 1 000 mL

Kat. číslo produktu:

2746353

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Štandard stabilizovaného formazínu pre turbiditu na použitie s ľubovoľným turbidimetrom.

Presné, predmiešané roztoky formazínu

Žiadne speciální sklo nebo obtížné laboratorní techniky

Vyvinuto pro použití s libovolným turbidimetrem

Technické údaje

Koncentrácia: 40 NTU

Parameter: Turbidity

Podmienky skladovania: Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight

Rozsah merania: N/A