



PHC2401 Kombinovaná pH elektroda, Red Rod, prstencová diafragma, BNC

Kat. číslo produktu:	E16M400
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Dlouhodobá přesnost a reprodukovatelnost díky technologii Red Rod

Univerzální pH elektroda s referenčním systémem Red Rod. Rozsah měření pH 0 až 12, -10 až 100 °C. Kapalinový spoj: kruhový prstenec. BNC konektor.

Symetrie elektrod s technologií Red Rod zajišťuje, že izohodnota pH je stejná jako nulová hodnota pH, což dává vysoce reprodukovatelné výsledky, a to i ve vzorcích s kolísající teplotou.

Reprodukovatelné podmínky měření díky speciální bajonetové hlavici

Široké teplotní rozpětí -10 až 100 °C

Rychlá a přesná odezva

Stabilní signál

Bezproblémový kapalinový spoj

Technické údaje

Typ elektródy:	PHC2401
Záruka:	12 mesiacov