



MolyVer 2, molybden, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

1414869

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení vysokého rozsahu molybdenu (0 - 40,0 mg/L Mo), metoda s kyselinou merkaptooctovou. Pro 25mL vzorek. Balení po 100.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Názov metody:	Kyselina merkaptooctová
Parameter:	Molybden
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 ks v balení