



Reagencie na stanovenie chrómu, AccuVac, 0,010 - 0,700 mg/l Cr (VI)

Kat. číslo produktu:

2505025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 1271099

Ampulky obsahujú presné množstvo reagencie na jediný test a môžu sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie šesťmocného chrómu. Balenie 25 ampuliek.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytujú rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagenty. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagenty.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagentní nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentů nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8023
Název metody:	1,5-difenyl-karbohydrazid
Parameter:	Chrómu
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Prístroj:	Všetky okrem DR/850, DR/820
Rozsah merania:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	25 /bal.